

Vis de cicatrisation

Gingival former



Description : La vis de cicatrisation permet de modeler les tissus mous péri-implantaires pendant la phase de cicatrisation. Elle peut être utilisée le jour de la chirurgie implantaire afin d'établir d'emblée la connexion transmuqueuse ou lors d'un deuxième temps chirurgical, mise en fonction différée, après l'enfouissement de l'implant sous la muqueuse. Dans ce cas, une seconde phase chirurgicale est nécessaire pour découvrir l'implant, retirer la vis de couverture et poser le pilier de cicatrisation. Disponible en plusieurs hauteurs, H= 2, 4 ou 6 mm et plusieurs émergences, Ø3.8, 4.8, 5.5 et 6.5 mm pour offrir de meilleurs résultats esthétiques Afin d'obtenir un contour de gencive harmonieux et naturel, une distance minimum de 1.25 mm sera nécessaire entre le bord du pilier de cicatrisation et les dents adjacentes. Les piliers de cicatrisation doivent dépasser d'environ 1 mm la gencive à l'endroit le plus haut.

Description : The healing abutment allows the soft tissue modeling during the healing phase. It can be used the day of the implant surgery to establish at once the trans-mucous connection or during the second stage, put in deferred loading, after the burying of the implant under the mucous membrane. In that case, a second surgical phase is necessary to discover the implant, remove the cover screw and putting the healing abutment. Available in several heights, H = 2, 4 or 6 mm and several emerging, Ø3.8, 4.8, 5.5 and 6.5 mm to offer better aesthetics results-. To obtain a harmonious and natural minimum outline of gum, a distance of 1.25 mm will be necessary between the edge of the healing abutment and the neighboring teeth. The healing abutment have to exceed 1 mm the gum in the highest place.

Utilisation : Le pilier de cicatrisation peut être utilisé avec un bridge collé ou une prothèse amovible partielle rebasée. La période de cicatrisation précédant la connexion prothétique peut aller d'une semaine à plusieurs mois.

Use : The healing abutment can be used with a bonded bridge or a partial removable prosthesis. The healing period preceding the prosthetic connection can be from weeks to several months.

Indications : Gestion des tissus mous - Restauration unitaire, partielle ou totale au maxillaire supérieur ou inférieur - Usage temporaire uniquement. Plusieurs formes, cylindrique monobloc ou ovale en deux parties pour les prémolaires garantissant un bon remodelage des tissus. Il est possible d'utiliser un pilier provisoire avec une couronne en résine pendant la période de cicatrisation des tissus mous.

Indications : Soft tissue enhancement - Single-unit, partial or total Restoration in the lower or upper maxillary - Temporary Use only- Several forms: cylindrical one piece or anatomic in two parts for premolars guaranteeing a good modeling of tissues. It is possible to use a temporary abutment with a crown in resin during the soft tissue healing period.

Installation : Pour la pose, utiliser le tournevis hexagonal de 1.2 mm manuel (TMH12-C) ou sur contre angle (MTH12-C) avec la clé dynamométrique (441-1000235) pour serrer la vis du pilier.

Installation : For the installation, use the 1.2 mm manual (TMH12-C) or Contra-angle (MTH12-C) hexagonal screwdriver with the torque wrench (441-1000235) to tighten the healing abutment.

Couple de serrage / Tightening torque :


20

N.cm

25

N.cm

Réf. OCÉAN	Ø	H
VCI384-OM	3.80 mm	4.00 mm
VCI386-OM	3.80 mm	6.00 mm
VCI452-OM	4.50 mm	2.00 mm
VCI454-OM	4.50 mm	4.00 mm
VCI456-OM	4.50 mm	6.00 mm
VCI552-OM	5.50 mm	2.00 mm
VCI554-OM	5.50 mm	4.00 mm
VCI556-OM	5.50 mm	6.00 mm
VCA700-OM	7.00 x 4.00 mm	3.00 mm



Réf. LILAS	Ø	H
VCI382-CM	3.80 mm	2.00 mm
VCI384-CM	3.80 mm	4.00 mm
VCI386-CM	3.80 mm	6.00 mm
VCI482-CM	4.80 mm	2.00 mm
VCI484-CM	4.80 mm	4.00 mm
VCI486-CM	4.80 mm	6.00 mm
VCI554-CM	5.50 mm	4.00 mm
VCI556-CM	5.50 mm	6.00 mm
VCI654-CM	6.50 mm	4.00 mm
VCI656-CM	6.50 mm	6.00 mm

