



MKP Mini-kit de prothèse complet

COMPOSITION DU KIT

■ Inclus dans la composition de la trousse ■ En option



■ **Pige de sélection angulée Océan**
 PML151 Angulée 15°
 PML251 Angulée 25°



■ **Pige de sélection angulée Lilas**
 PML151 Angulée 15°
 PML251 Angulée 25°



■ **Pige de sélection droite Océan**
 PM0450



■ **Pige de sélection droite Lilas**
 PML480



■ **Tournevis manuel hexagonal**
 TMH12-C Court = 22 mm
 TMH12-L Long = 30 mm




■ **Tournevis manuel pour piliers coniques**
 CHMM Court = 20 mm
 CHM Court = 26 mm



■ **Clé à cliquet dynamométrique**
 441-1000205-1 10 à 35 N.cm

■ **Clé 3-en-1 pour piliers Locator™**
 8393



Permet d'engager le pilier locator dans l'implant

Permet d'impacter fermement une rétention dans la coiffe en métal

Permet d'extraire la rétention noire de la coiffe métal

■ **Clé de serrage sur Contre-angle**
 8913



Permet de finaliser la fixation du pilier locator