

visyLab

Bon de commande Intéreactif
CAD/CAM



ANNEXE 1 : RÉFÉRENCES D'IMPLANTS

Référence à reporter
dans le bon de commande

EASY IMPLANT			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Master Lilas	Ø3.30 à Ø5.00	Anti-Rotationnel	EA001
Master Océan	Ø3.30 à Ø4.00		EA002
Master Lilas	Ø3.30 à Ø5.00	Rotationnel	EA003
Master Océan	Ø3.30 à Ø4.00		EA004
Pilier Multi-Unit Regular	RP	Rotationnel	EA005
Hexcel	Ø3.30	Anti-Rotationnel	EA006
Hexcel	Ø3.75 - Ø4.25		EA007
Hexcel	Ø4.75		EA008
Hexcel	Ø3.30	Rotationnel	EA009
Hexcel	Ø3.75 - Ø4.25		EA010
Hexcel	Ø4.75		EA011

VICTORY					
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Pièce prothétique ou direct connectique implantaire	Réf.	
Octogone interne Ø3.75 : Ø3.75	Ø3.75 - Ø4.75	Anti-Rotationnel	Direct implant OI3.75	VI001	
FPO Ø3.75 / Ø4.75			BCOL-OI3.75AR	VI002	
OF1 Ø3.75 / Ø4.75			BCOL-OI3.75AR coupé (-1.5mm)	VI003	
OFX L16 FPO Ø3.3		Rotationnel	Direct implant OI3.75	VI004	
			BCOL-OI3.75CC	VI005	
			BCOL-OI3.75CC coupé (-1.5mm)	VI006	
			BCOL-OI	VI007	
Octogone interne Ø3.3 : Ø3.3	Ø3.3	Anti-Rotationnel	Direct implant OI3.3	VI008	
OFX L10 & L12 Ø3.3			BCOL-OI3.3AR	VI009	
			BCOL-OI3.3AR coupé (-1.5mm)	VI010	
		Rotationnel	Direct implant OI3.3	VI011	
			BCOL-OI3.3CC	VI012	
			BCOL-OI3.3CC coupé (-1.5mm)	VI013	
		Monobloc :M	Ø3.3	Anti-Rotationnel	Direct implant M
MF1		BCOL-U			VI015
MFX		BCOL-U coupé (-1.5mm)			VI016
Diskimplant		Rotationnel		Direct implant M	VI017
	BCOL-CC			VI018	
Diskimplant plaque	BCOL-CC coupé (-1.5mm)			VI019	
	BCOL			VI020	
Multi-Unit : MU	Ø4.9	Anti-Rotationnel		Direct MU	VI021
				BCOL-MU-AR	VI022
				PTMU-AR	VI023
		Rotationnel	DIRECT-MU	VI024	
			BCOL-MU-C	VI025	
			PTMU-CC	VI026	

NOBEL			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Active Narrow	Ø3.50	Anti-Rotationnel	MM001
Active Regular	Ø4.30 - Ø5.00		MM002
Active Narrow	Ø3.50	Rotationnel	MM003
Active Regular	Ø4.30 - Ø5.00		MM004
Brånemark System Narrow	Ø3.30	Anti-Rotationnel	MM005
Brånemark System Regular	Ø3.75 - Ø4.00		MM006
Brånemark System Wide	Ø5.00 - Ø6.00		MM007
Brånemark System Narrow	Ø3.30	Rotationnel	MM008
Brånemark System Regular	Ø3.75 - Ø4.00		MM009
Brånemark System Wide	Ø5.00 - Ø6.00		MM010
Replace Narrow	Ø3.50	Anti-Rotationnel	MM011
Replace Regular	Ø4.30		MM012
Replace Wide	Ø5.00		MM013
Replace Platform 6	Ø6.00		MM014
Replace Narrow	Ø3.50	Rotationnel	MM015
Replace Regular	Ø4.30		MM016
Replace Wide	Ø5.00		MM017
Replace Platform	Ø6.00		MM018
Pilier Multi Unit Regular	RP	Rotationnel	MM019
Pilier Multi Unit Regular	WP		MM020

BIOMET 3i			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Certain 3.4	Ø3.25 - Ø4.00	Anti-Rotationnel	MM033
Certain 4.1	Ø4.00 - Ø5.00		MM034
Certain 5	Ø5.00		MM035
Certain	Ø6.00		MM036
Certain 3.4	Ø3.25 - Ø4.00	Rotationnel	MM037
Certain 4.1	Ø4.00 - Ø5.00		MM038
Certain 5	Ø5.00		MM039
Certain	Ø6.00		MM040
Hexagone externe	Ø3.25	Anti-Rotationnel	MM041
Hexagone externe	Ø4.00		MM042
Hexagone externe	Ø5.00		MM043
Hexagone externe	Ø6.00		MM044
Hexagone externe	Ø3.25	Rotationnel	MM045
Hexagone externe	Ø4.00		MM046
Hexagone externe	Ø5.00		MM047
Hexagone externe	Ø6.00		MM048
Conical	Ø3.40	Rotationnel	MM049
Conical	Ø4.80		MM050
Conical	Ø6.00		MM051

BIOTECH			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Kontakt	Ø3.30	Anti-Rotationnel	MM110
Kontakt	Ø3.60 à Ø5.40		MM111
Kontakt	Ø3.30	Rotationnel	MM112
Kontakt	Ø3.60 à Ø5.40		MM113

ANNEXE 1 : RÉFÉRENCES D'IMPLANTS (suite)

Référence à reporter
dans le bon de commande

ETK			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Naturactis Naturall + iBone E iBone S	Ø3,5 à 6,2mm	Anti-Rotationnel	MM150
		Rotationnel	MM151
Naturactis Ø3 Naturall + Ø3	Ø3mm	Anti-Rotationnel	MM152
		Rotationnel	MM153
Aesthetica 2+ iBone G	Ø3,6 à 6,2mm	Anti-Rotationnel	MM154
		Rotationnel	MM155
Tétra	Ø4,8mm	Multi Unit Ø4,8	MM156

ANTHOGRYR			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Axiom BL REG & PX Axiom BL X3	Ø3,4 à 6,4mm	Anti-Rotationnel	MM157
		Rotationnel	MM158
Axiom TL REG & PX	Ø3,4 à 5,2mm	N - Ø4 Anti-Rotationnel	MM159
		N - Ø4 Rotationnel	MM160
		R - Ø4,8 Anti-Rotationnel	MM161
		R - Ø4,8 Rotationnel	MM162
Multi Unit N	Ø4mm	Multi Unit Ø4	MM163
Multi Unit R	Ø4,8mm	Multi Unit Ø4,8	MM164

DENTSPLY ASTRA			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Tech OsseSpeed Aqua	Ø3.50 - Ø4.00	Anti-Rotationnel	MM060
Tech OsseSpeed Lilac	Ø4.50 - Ø5.00		MM061
Tech OsseSpeed Yellow	Ø3.00	Rotationnel	MM062
Tech OsseSpeed Aqua	Ø3.50 - Ø4.00		MM063
Tech OsseSpeed Lilac	Ø4.50 - Ø5.00		MM064
Uni Abutment 20			MM065
Uni Abutment 45		Rotationnel	MM066
Multi		Rotationnel	MM067

ZIMMER			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Tapered Screw-Vent 3.5	Ø3.75 - Ø4.10	Anti-Rotationnel	MM068
Tapered Screw-Vent 4.5	Ø4.70		MM069
Tapered Screw-Vent 5.7	Ø6.00		MM070
Tapered Screw-Vent 3.5	Ø3.75 - Ø4.10	Rotationnel	MM071
Tapered Screw-Vent 4.5	Ø4.70		MM072
Tapered Screw-Vent 5.7	Ø6.00		MM073
Ad Vent	Ø4.70		Rotationnel

ALPHA BIO			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Internal Hex Connexion	Ø3.50	Anti-Rotationnel	MM089
Internal Hex Connexion	Ø4.50		MM090
Internal Hex Connexion	Ø3.50	Rotationnel	MM091
Internal Hex Connexion	Ø4.50		MM092

STRAUMANN			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Bone Level NC-3.3	Ø3.30	Anti-Rotationnel	MM021
Bone Level NC-4.1	Ø4.10		MM022
Bone Level NC-3.3	Ø3.30	Rotationnel	MM023
Bone Level NC-4.1	Ø4.10		MM024
Synocta 3.5	Ø3.50	Anti-Rotationnel	MM025
Synocta Regular 4.8	Ø4.80		MM026
Synocta Wide 6.5	Ø6.50		MM027
Synocta 3.5	Ø3.50		MM028
Synocta Regular 4.8	Ø4.80	Rotationnel	MM029
Synocta Wide 6.5	Ø6.50		MM030
Synocta on Multi Abutment	RP	Rotationnel	MM031
Synocta on Multi Abutment	WP		MM032

MIS			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Seven Narrow	Ø3.30	Anti-Rotationnel	MM143
Seven Standard	Ø3.75 - Ø4.20		MM144
Seven Wide	Ø5.00 - Ø6.00		MM145

BTI			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Internal Connection	Ø3.75 à Ø5.00	Anti-Rotationnel	MM141
Internal Connection	Ø3.75 à Ø5.00	Rotationnel	MM142

NEOSS			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
ProActive Straight/Tapered	Ø3.50 - Ø4.00	Anti-Rotationnel	MM139
ProActive Straight/Tapered	Ø3.50 - Ø4.00	Rotationnel	MM140

KLOCKNER			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Essential Cone	Ø3.50 à Ø4.50	Anti-Rotationnel	MM114
Essential Cone	Ø3.50 à Ø4.50	Rotationnel	MM115

OSSTEM			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
GS / TS Mini	Ø3.50	Anti-Rotationnel	MM097
GS / TS Regular	Ø4.50		MM098
GS / TS Mini	Ø3.50	Rotationnel	MM099
GS / TS Regular	Ø4.50		MM100

SWEDEN & MARTINA			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Kohno 3.3	Ø3.30	Rotationnel	MM146
Kohno 3.8	Ø3.80		MM147
Kohno 4.25	Ø4.25		MM148
Kohno 5.0	Ø5.00		MM149

ANNEXE 1 : RÉFÉRENCES D'IMPLANTS (suite)

Référence à reporter
dans le bon de commande

DENTSPLY XIVE			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Friadent Frialit II	Ø3.40	Anti-Rotationnel	MM052
Friadent Frialit II	Ø3.80		MM053
Friadent Frialit II	Ø4.50		MM054
Friadent Frialit II	Ø5.55		MM055
Friadent Frialit II	Ø3.40	Rotationnel	MM056
Friadent Frialit II	Ø3.80		MM057
Friadent Frialit II	Ø4.50		MM058
Friadent Frialit II	Ø5.55		MM059

CAMLOG			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Screw Line	Ø3.30	Anti-Rotationnel	MM103
Screw Line	Ø3.80		MM104
Screw Line	Ø4.30		MM105
Screw Line	Ø5.00		MM106
Screw Line	Ø6.00		MM107
Pilier conique COMFOUR	Ø4.30	Rotationnel	MM108
Pilier conique COMFOUR	Ø6.00		MM109

BIOHORIZONS			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
TAPERED INTERNAL GREY	Ø3.00 - Ø3.40	Anti-Rotationnel	MM124
TAPERED INTERNAL YELLOW	Ø3.80		MM125
TAPERED INTERNAL GREEN	Ø4.60		MM126
TAPERED INTERNAL BLUE	Ø5.80		MM127
TAPERED INTERNAL GREY	Ø3.00 - Ø3.40	Rotationnel	MM128
TAPERED INTERNAL YELLOW	Ø3.8		MM129
TAPERED INTERNAL GREEN	Ø4.6		MM130
TAPERED INTERNAL BLUE	Ø5.8		MM131
External	Ø3.70		Anti-Rotationnel
External	Ø4.25	MM133	
External	Ø5.25	MM134	
External	Ø3.70	MM135	
External	Ø4.25	Rotationnel	MM136
External	Ø5.25		MM137
Pilier Multi Unit		Rotationnel	MM138

GC-EUROPE			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Direct Implant GC AADVA 3.5	Ø3.30	Anti-Rotationnel	MM101
Direct Implant GC AADVA 4.0/5.0	Ø4.00		MM102

BREDENT			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Narrow Sky	Ø3.50	Anti-Rotationnel	MM093
Blue Sky	Ø4.00		MM094
Narrow Sky	Ø3.50	Rotationnel	MM095
Blue Sky	Ø4.00		MM096

TEKKA			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
Inkone		Anti-Rotationnel	MM086
Inkone			MM087
Pilier conique 4.3	Ø4.30	Rotationnel	MM088

SERF			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
EVL S/K/N 3.3	Ø3.30	Anti-Rotationnel	MM075
EVL S/K/N 4.0	Ø4.00		MM076
EVL S/K/N 5.0	Ø5.00		MM077
EVL C MULTI	Ø4.30	Rotationnel	MM078
EVL C MULTI	Ø5.00		MM079
EVL C MULTI	Ø6.00		MM080
MUA	Ø5.20	Rotationnel	MM081
MUA	Ø6.00		MM082
EVL C	Ø3.30	Anti-Rotationnel	MM083
EVL C	Ø4.00		MM084
EVL C	Ø5.00		MM085

BEGO			
Réf. ou gamme	Ø d'implant	Connexion	Réf.
S / RI / RS / RSX	Ø3.30	Anti-Rotationnel	MM116
S / RI / RS / RSX	Ø3.80		MM117
S / RI / RS / RSX	Ø4.30		MM118
S / RI / RS / RSX	Ø5.00		MM119
S / RI / RS / RSX	Ø6.00	Rotationnel	MM120
S / RI / RS / RSX	Ø4.30		MM121
S / RI / RS / RSX	Ø6.00		MM122
S / RI / RS / RSX	Ø6.00		MM123

Prothèses sur-mesure toutes marques

Nos prothèses sur-mesure sont disponibles, aux tarifs ci-dessous, pour toutes les connexions, diamètres et marques listés :

 Remise commerciale sur volume

Titane

UNITAIRES			
Réf.	Désignation	STL fourni	Wax-up fourni
DUT-TI-STL ou WAX	Dent unitaire transvissée titane	112,00 €	131,00 €
PIL-TI-STL ou WAX	Pilier personnalisé titane	112,00 €	131,00 €
PIL-CH-TI-STL ou WAX	Pilier personnalisé titane + chape zircone	174,00 €	194,00 €

BRIDGES IMPLANTAIRES			
Réf.	Désignation	STL fourni	Wax-up fourni
BRI2-TI-STL ou WAX	2 éléments	162,00 €	200,00 €
BRI3-TI-STL ou WAX	3 éléments	235,00 €	273,00 €
BRI4-TI-STL ou WAX	4 éléments	294,00 €	357,00 €
BRI5-TI-STL ou WAX	5 éléments	367,00 €	430,00 €
BRI6-TI-STL ou WAX	6 éléments	435,00 €	535,00 €
BRI7-TI-STL ou WAX	7 éléments	540,00 €	640,00 €

BARRES POUR PROTHÈSES ADJOINTES			
Réf.	Désignation	STL fourni	Wax-up fourni
BAR2-Ti-STL	2 implants	382,00 €	420,00 €
BAR3-Ti-STL	3 implants	451,00 €	514,00 €
BAR4-Ti-STL	4 – 5 implants	613,00 €	714,00 €
BAR6-Ti-STL	6 implants et +	724,00 €	850,00 €

BRIDGES IMPLANTAIRES (suite)			
Réf.	Désignation	STL fourni	Wax-up fourni
BRI8-TI-STL ou WAX	8 éléments	613,00 €	714,00 €
BRI9-TI-STL ou WAX	9 éléments	661,00 €	787,00 €
BRI0-TI-STL ou WAX	10 éléments	740,00 €	866,00 €
BR11-TI-STL ou WAX	11 éléments	819,00 €	945,00 €
BR12-TI-STL ou WAX	12 éléments	892,00 €	1018,00 €

SUPRASTRUCTURES OU PROTHÈSES SUR PILOTIS			
Réf.	Désignation	STL fourni	Wax-up fourni
SUP4-TI-STL ou WAX	4 – 5 implants	655,00 €	756,00 €
SUP6-TI-STL ou WAX	6 – 8 implants et +	745,00 €	871,00 €

Cobalt-Chrome

UNITAIRES			
Réf.	Désignation	STL fourni	Wax-up fourni
DUT-CC-STL ou WAX	Dent unitaire transvissée cobalt-chrome	149,00 €	168,00 €

BRIDGES IMPLANTAIRES			
Réf.	Désignation	STL fourni	Wax-up fourni
BRI2-CC-STL ou WAX	2 éléments	183,00 €	220,00 €
BRI3-CC-STL ou WAX	3 éléments	282,00 €	320,00 €
BRI4-CC-STL ou WAX	4 éléments	352,00 €	415,00 €
BRI5-CC-STL ou WAX	5 éléments	436,00 €	499,00 €
BRI6-CC-STL ou WAX	6 éléments	550,00 €	650,00 €
BRI7-CC-STL ou WAX	7 éléments	635,00 €	735,00 €

BRIDGES IMPLANTAIRES (suite)			
Réf.	Désignation	STL fourni	Wax-up fourni
BRI8-CC-STL ou WAX	8 éléments	729,00 €	829,00 €
BRI9-CC-STL ou WAX	9 éléments	788,00 €	914,00 €
BRI0-CC-STL ou WAX	10 éléments	871,00 €	997,00 €
BR11-CC-STL ou WAX	11 éléments	955,00 €	1081,00 €
BR12-CC -STL ou WAX	12 éléments	1039,00 €	1165,00 €

SUPRASTRUCTURES OU PROTHÈSES SUR PILOTIS			
Réf.	Désignation	STL fourni	Wax-up fourni
SUP4-CC-STL ou WAX	4 – 5 implants	760,00 €	865,00 €
SUP6-CC-STL ou WAX	6 – 8 implants et +	868,00 €	997,00 €

Zircone

UNITAIRES			
Réf.	Désignation	STL fourni	Wax-up fourni
DUT-ZI-STL ou WAX PIL-ZI-STL ou WAX	Dent unitaire transvissée ou pilier personnalisé Zircone sur embase titane	153,00 €	183,00 €
PIL-CH-Zi-STL ou WA	Pilier personnalisé zircone sur embase titane + chape zircone	192,00 €	231,00 €

ENLÈVEMENT & LIVRAISON			
Réf.	Désignation		Tarif TTC
PORTENL	Enlèvement de vos modèles par transporteur		27,00 €
PORT13H	Livraison le lendemain entre 8h & 13h en France métropolitaine		13,00 €

Bon de commande

CAD-CAM disponible en p.1 :

ou à télécharger sur notre site : www.easyimplant.com

ou sur demande par e-mail à : commercial@visyimplant.com

ou par téléphone au : 04 50 45 04 98

 easy implant by easyprod



Le labo. est équipé de CAO
(scanner et logiciel de conception)

Envoi des fichiers STL* et du bon de commande par e-mail à : **commercial@visyimplant.com**

Envoi gratuit depuis notre bibliothèque de scannage pour **Dental Wings, 3 Shape** et **Exocad**.

*Les fichiers STL devront être nommés selon le format :
Date-Labo-Patient-N° de la (les) dent(s)-indice.stl
ex. : 12092020-LaboXYZ-Martin-14-15-indice1.stl

Le labo. n'est pas équipé de CAO
(scanner et logiciel de conception)

Envoi du modèle plâtre et du Wax-up accompagnés du bon de commande à

Visy
55, rue Uranus - Z.A.C Altaïs
74650 CHAVANOD

+ Envoi du bon de commande par e-mail à : **commercial@visyimplant.com**

Pour les unitaires ou les armatures de bridges, mettre en pins si nécessaire (plaque résine recommandée). Pour les réalisations d'unitaires ou de bridges, réalisez un Wax-up transvissé soigné en rapport du montage esthétique (sur embase plastique ou métal).

Tous les envois doivent être effectués dans des contraintes permettant une **protection optimale** des modèles et Wax-up. (Enlèvement possible par notre transporteur TNT : 16.50€)

Vérification du dossier et envoi d'un **accusé de réception** de la commande ainsi que la **date de livraison** prévue.

Réalisation du travail selon les spécifications du bon de commande. Les délais varient de **4 à 8 jours** en fonction de la complexité du travail.

Contrôle et envoi du travail à l'adresse de livraison spécifiée sur le bon de commande, dans un **container protégé**, accompagné des éléments fournis et d'une **déclaration de conformité**.