


EBO Trousse de chirurgie Easy Box One vide

## Guide de parallélisme



## Clé de chirurgie 10001100




## Prolongateur manuel d'outil sur contre-angle




## Préhenseurs d'implants

### LILAS



### Océan




### MINI



## Forets


### MINI



Indication marquages forets

## Foret Pointeur FP15

## Forets terminaux



## Butées de forage

### GROSSES BUTÉES

SRB-7 à 13



### PETITES BUTÉES

SWY-7 à 15



## Tournevis de prothèse



## Fraises corticales



## Tarads en option

Tous les forets ont une longueur de 38.3mm  
 Attention, la pointe des forets peut rajouter 1.3mm à l'ostéotomie

Fabriqué par Josef Ganter et distribué par Visy